


# Produktinformation



## von Taine® Typ S

Art. 1017



- Vierstufiges Tischgerät nach dem TT System mit Schnellwechselfiltern. Kein Wasseranschluss nötig! Das Gerät wird mit Rohwasser befüllt und eingeschaltet. Das gereinigte Wasser und das Konzentrat werden in separaten Behältern gesammelt.
- Ausführung mit 1 Mikron Sediment-Vorfilter zum Schutz des hochwertigen Umkehrosmosemoduls. Für den Einsatz an Rohwasser, welches nicht dauerhaft mehr als 0,2 mg/l freies Chlor oder ähnliche Oxidationsmittel enthält.
- Die Membrane und der Aktivkohle-Nachfilter sind mit EMKeramik aktiviert. EM Keramik dient zur Wasserbelebung.
- Zusätzlich ist ein Sterifilter verbaut, welcher eventuelle Keime im Produktwasser reduziert.
- Das Gerät besitzt einen 220 V Stromanschluss der zum Betrieb der internen Hochdruckpumpe benötigt wird.
- Wassertemperatur 7 - 25°C. Tagesproduktion 90 Liter. Das Rohwassertankvolumen beträgt ca 4,5 Liter, die Filterwasser Karaffe füllt sich auf etwa 1,5 l. Im Abwasserbehälter sammeln sich in der Zeit etwa 3 Liter. Das Gerät ist vor Frost und Temperaturen über 36°C zu schützen.
- Verhältnis Konzentrat zu Reinstwasser ca 2 : 1 Der genaue Wert ist abhängig von der aktuellen Wassertemperatur und der Wasserzusammensetzung.

**Ausführung:** Tischgerät mit drei Separaten Wasserbehältern.

**Wasseranschluss:** Kein Wasseranschluss.

**Vorfilter:** 10" TT Feinfilter 1 Mikron zur Vorausscheidung grober Partikel, die von der Membrane ferngehalten werden müssen, Wechselintervall: alle 6- 12 Monate.

**Hauptfilter:** 10" TT Umkehrosmose Spiralwickelmodul TFC-20 GPD. Porengröße etwa 1/10000 Mikron, reduziert gelöste Stoffe, Ausführung mit EM Keramik. Herstellerangabe: Chlortoleranz 1000 Stunden bei 1 mg/l, Wechselintervall: ca. alle zwei bis drei Jahre.

**Nachfilter:** 10" TT Aktivkohlefilter zur Geschmacksaufbesserung mit EM Keramik. Wechselintervall: alle 6 - 12 Monate

**Sterifilter:** d 25 mm Hohlfasermodul ca 0,15 Mikron, Wechselintervall: alle 6- 12 Monate

**Stromanschluss:** 230V 50 Hz AC

**Wechselmaterial:**  
Ersatz - Vorfilter 10" 1µ  
Ersatz - Membran 10" TFC-35 GPD EM  
Ersatz - Aktivkohlenachfilter TT 8" GAC EM  
UF-Membran 0,15 my 8mm Stützen (verhindert Verkeimung des Systems)

*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten*